

NAVIAR CARE 2

Üç dilde, anlaşılır ve denenebilir hizmet akışı

Geliştirme sürümü 3.0. Mevcut 2.0 kaynakları korunarak hazırlanan özel erişimli test sistemi. Bu dosya, önceki konsept raporunun işletim ekidir.

Kimlik	Değer
Marka / proje adı	NAVIAR CARE 2
Proje ve arşiv kodu	NAVIAR-CARE-002
Belge kodu	NAVIAR-CARE-002-DOS-002
Dil kapsamı	Norsk Bokmål (nb), English (en), Türkçe (tr)
Hizmet durumu	Teknik test. Gerçek hekim randevusu, klinik değerlendirme ve tahsilat kapalı.

Bu sürümde kullanılabilenler

27 yerleştirilmiş sayfa; kalıcı test rezervasyonları; saat değiştirme ve iptal; takvim dosyası; üç dilde e-posta taslakları; ödeme simülasyonu; izinli genel içerik ölçümü; yalnızca sahibine açık yönetim görünümü.

Bir sonraki deneme

Yönetim sayfasında gelecek 14 gün için test saatleri oluşturun. Test rezervasyonu sayfasında bir saat seçin, kaydı oluşturun, e-posta taslağını açın ve değiştirme/iptal akışını deneyin. Gerçek sağlık bilgisi girmeyin.

[Türkçe ana sayfa](#)

[Test rezervasyonu](#)

[Yönetim görünümü](#)

Özgün Vercel adresindeki yayına erişim sağlanamadığından oradaki site değiştirilmedi. Bu çalışma, mevcut NAVIAR CARE 2 Sites adresi üzerinde hazırlanmıştır.

Konsept, tasarım ve açık dil

Konulandırma: Dil desteği ve iyi hazırlıkla doktor görüşmesini daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan bir hizmet. Site dili, profile yazan dil ve doğrulanmış klinik dil yeterliği ayrı gösterilir. Örnek profil, gerçek ve müsait hekim anlamına gelmez.

Tasarım kararı

Mevcut marka işareti, sıcak açık zemin, koyu yeşil vurgu ve konuşma görseli korundu. Yeni işlem ekranları aynı yazı, boşluk ve odak sistemiyle eklendi. Ana eylem “test rezervasyonu” olarak açıklandı; ödeme durumları ve hata mesajları işlemin yanında gösterildi.

İlke	Uygulama
Önemli bilgiyi başa yaz	Randevunun test olduğu, saat dilimi ve ücretin test tutarı olduğu seçimden önce görünür.
Kullanıcının eylemini söyle	“Test rezervasyonunu kaydet”, “Testi iptal et”, “E-posta taslağını göster” gibi doğrudan etiketler.
Bir terim, bir anlam	Test rezervasyonu, sağlık randevusu ve ödeme simülasyonu birbirine karıştırılmaz.
Kısa, somut cümleler	Hata mesajı ne olduğunu ve kullanıcının sonraki adımını söyler.
Dil değiştirirken bağlamı koru	Aynı sayfanın nb/en/tr karşılığına gidilir. Örnek hazırlık seçimleri tarayıcıda kalır.

Aynı eylemin üç dilde karşılığı

Norsk Bokmål	English	Türkçe
Velg en testtid	Choose a test time	Test saati seçin
Lagre testreservasjon	Save test reservation	Test rezervasyonunu kaydet
Avbestill test	Cancel test	Testi iptal et
Ikke tillat måling	Decline measurement	Ölçüme izin verme

Klart språk yaklaşımında Språkrådet ilkeleri esas alındı. Ana dil kullanıcı testi ve profesyonel klinik çeviri doğrulaması henüz yapılmadı. Språkrådet: Klarspråk

Rezervasyon ve e-posta işleyişi

Aşama	Bu sürümde gerçekleşen işlem
Takvim	Site sahibi örnek saatleri oluşturur. Tarihler UTC saklanır; Europe/Oslo olarak gösterilir. Test süresi 20 dakikadır; saatler arasında boşluk bulunur.
Kayıt	Kullanıcı test koşulunu kabul eder. Kayıt hesaba bağlı olarak sunucuda saklanır. Aynı hesaba en fazla üç aktif test rezervasyonu tanınır.
Çakışma	Veritabanı aynı saatte iki aktif rezervasyonu engeller. Aynı istek anahtarı yeniden gelirse ikinci kayıt oluşturulmaz.
Değişiklik	Saat değişikliği ve e-posta taslağı birlikte güncellenir. Hedef saat doluysa işlem geri alınır.
İptal	İptal edilen testin saati yeniden seçilebilir. İptal isteğinin tekrarı ek taslak oluşturmaz.
Takvime ekleme	TEST ONLY işaretili .ics dosyası indirilir. Gerçek hekim veya video bağlantısı içermez.
E-posta	Onay, değişiklik ve iptal için diline uygun metin saklanır. Gönderici etkin değilken durum "Taslak - gönderilmedi"dir.

E-posta bağlantısının açılma koşulları

Doğrulanmış gönderen alan adı ve Resend hesabı; sunucuda saklanan API anahtarı; açık gönderim ayarı; giriş yapan kullanıcının doğrulanmış adresiyle aynı olan onaylı test alıcısı. Bu sürüm hiçbir e-postayı otomatik göndermez.

Tekrar gönderim koruması

Her taslak için tekil gönderim anahtarı kullanılır. Yeniden deneme üç girişim ve 23 saat ile sınırlıdır. Sağlayıcının 24 saatlik tekilleştirme süresi dikkate alınmıştır. Sağlayıcının isteği kabul etmesi, mesajın alıcının kutusuna ulaştığının kanıtı değildir. Yarım kalan "gönderiliyor" durumu işletim kontrolü ister.

Resend: gönderim API • Resend: tekrar gönderim anahtarları

Ödeme ve bağlantıların gerçek durumu

Ödeme simülasyonu çalışır. Başarılı ve başarısız sonuçlar ayrı kaydedilir. 100 NOK yalnızca teknik test tutarıdır; hizmet bedeli belirlenmiş değildir. Simülasyon kart bilgisi istemez ve tahsilat yapmaz.

Bağlantı	Durum	Tamamlamak için gereken
Kalıcı rezervasyon	Uygulandı	Özel test kullanımına hazır. Gerçek hekim takvimi ayrıca gerekir.
E-posta taslağı	Uygulandı	Onay/değişiklik/iptal metinleri üç dilde saklanır.
Gerçek e-posta gönderimi	Etkin değil	Doğrulanmış alan adı, Resend anahtarı ve onaylı test alıcısı.
Ödeme simülasyonu	Uygulandı	Gerçek para aktarımı yok.
Stripe test bağlantısı	Kod hazır, sağlayıcı testi yok	Test anahtarı, webhook sırrı ve Stripe'ın erişebileceği doğrulanmış bildirim adresi.
Gerçek tahsilat	Kapalı	Canlı anahtarlar mevcut kodda reddedilir. Klinik hizmet, fiyat, iade ve işletim kararları ayrıca gerekir.
Sağlık görüşmesi / kayıt	Kurulmadı	Doğrulanmış klinik sağlayıcı, güvenli video ve hasta kayıt sistemi seçilmeli.

Ödeme bildirimleri nasıl doğrulanır?

Sunucu ham bildirimin imzasını ve zamanını kontrol eder; canlı işlemleri reddeder. Oturum, rezervasyon, tutar, para birimi ve ödeme durumu eşleşmelidir. Aynı bildirim tekrar işlendiğinde ikinci sonuç oluşmaz. Tarayıcının “başarılı” sayfasına dönmesi ödeme kanıtı sayılmaz.

Mevcut özel erişim, Stripe'ın bildirim adresine dışarıdan ulaşmasını engelleyebilir. Anahtar eklemek tek başına bağlantıyı tamamlamaz. İptal sonrası gelen test ödemeleri “iade incelemesi” olarak işaretlenir; otomatik iade kurulmadı.

Stripe: Checkout oturumu • Stripe: webhook doğrulama

İzinli ölçüm ve tahmin sınırları

Kullanıcının “çok okunan içerik” ve “sonra ne isteyecekler?” hedefi, genel içerik düzeyinde ele alındı. Bir kişinin hastalığı, sağlık ihtiyacı veya tedavi talebi tahmin edilmez. Bu sürümde bireysel ziyaret geçmişi oluşturulmaz.

Ölçüm	Tanım / sınır
Sayfa görüntüleme	İzin veren ziyaretçinin ana sayfa, hakkında veya diller sayfasını açması. Diğer sayfalar dışarıda.
Etkileşim sinyali	Sayfa en az 20 saniye görünür kalır ve %25 kaydırılır; kısa sayfalarda kaydırma koşulu aranmaz. Okuma veya anlama kanıtı değildir.
Rapor boyutları	UTC günü, genel sayfa, dil, olay türü ve toplam. Arama, belirti, e-posta, profil seçimi veya rezervasyon verisi ölçüme eklenmez.
Örnekleme	Ölçümü kabul eden ziyaretlerle sınırlıdır. Reddeden ziyaretçileri temsil ettiği varsayılmaz.
Tahmin modülü	En az sekiz tam haftalık uygun üretim verisi ister. Son iki hafta ayrılır; son dört haftanın ortalaması ile son hafta yöntemi karşılaştırılır.
Şimdiki sonuç	Tüm veriler testtir. Gerçek talep tahmini ve başarı yüzdesi gösterilmez.

İzin tasarımı

Kabul ve ret düğmeleri aynı görsel ağırlıktadır. Ret hizmet kullanımını engellemez. Seçim sayfanın altından değiştirilebilir. Tercih çerezi imzalıdır; tercih kaydı tutulur. Reklam izleyicisi ve oturum videosu yoktur.

Veri yaşam süresi

Test rezervasyonları/e-posta taslakları ve ödeme olayları: 30 gün. Toplu ölçümler: 90 gün. Tercih kayıtları: 180 gün. Tekilleştirme anahtarları: bir gün. Temizlik yönetim görünümü açılırken veya test saati oluşturulurken çalışır; sürekli zamanlayıcı henüz yoktur. Kullanıcı kendi test kayıtlarını hemen silebilir.

İzin akışı tasarımında Nkom’un güncel çerez rehberi dikkate alındı; bu çalışma hukuki uygunluk belgesi değildir. Nkom: informasjonskapsler

Doğrulama ve açılış koşulları

11 sunucu testi geçti. Sağlayıcı çağrılarını taklit edilerek test edildi; gerçek Stripe işlemi veya Resend gönderimi yapılmadı. Katalog ve sayfa yapısı kontrolleri ayrıca geçti.

Kontrol grubu	Kanıt
Erişim / veri	Giriş zorunluluğu, sahip yetkisi, farklı origin reddi ve başka hesabın rezervasyonuna erişememe.
Rezervasyon	Aynı saati alan iki istekten biri reddedilir; tekrar istek tek kayıt bırakır; değişiklik çakışması geri alınır; iptal/silme bağlantılı kayıtları yönetir.
Ölçüm	İzinsiz ve bozulmuş imzalı istekler reddedilir; ret sonrası ölçüm durur; izin verilmeyen sayfa/alanlar kabul edilmez.
Ödeme / e-posta	Canlı anahtar reddi, test tutarı, webhook imza/zaman/tutar/tekrar kontrolü ve e-posta alıcı izolasyonu.
Dil / zaman	27 yerleştirilmiş sayfa; 42 örnek profil, 113 dil ilişkisi; Oslo yaz/kış saati geçişleri.
Arayüz yapısı	Yerel bağlantılar, varlıklar, anchor/ID eşsizliği, script sırası ve test etiketleri. Tarayıcı/cihaz ve ekran okuyucu testi yapılmadı.

Gerçek sağlık hizmetinden önce

1. Sağlık kuruluşu, hizmet ülkesi, hekim yetkileri ve klinik dil becerilerini doğrulayın.
2. Kimlerin hizmet alabileceğini; tercüman, ücret, iptal/iade ve yüz yüze yönlendirme koşullarını belirleyin.
3. Uygun kimlik doğrulama, güvenli video ve klinik kayıt sistemini bağlayın.
4. Veri sorumlusu, iletişim kanalı, hukuki dayanak ve tedarikçi sözleşmelerini tamamlayın; gerekiyorsa etki değerlendirmesi yapın.
5. Sağlayıcı testlerini, erişilebilirlik/kullanıcı testlerini, düzenli temizliği, hata izlemeyi ve yedekten geri dönüş denemesini bitirin.

Malwarebytes bağlantı itibarı sonucu “unknown” döndü. Bu sonuç ne zararlı yazılım tespiti ne de güvenlik sertifikasıdır. Kod güvenliği, sızma testi ve sağlık hizmeti onayı olarak sunulmaz.

Sistem düzeni ve araştırma kayıtları

Katman	Görev
İçerik ve tasarım	Tek katalog; üç dil; korunan marka varlıkları; randevu ve yönetim ekranları aynı görsel sistemde.
Tarayıcı	Erişilebilir eylemler ve seçimler; yalnızca izin verilen genel içerik ölçümü. Hazırlık ve profil filtreleri yerel kalır.
Sunucu	Doğrulanmış hesap, yetki/origin kontrolü, rezervasyon ve dış sağlayıcı bağlantıları.
Kalıcı kayıt	D1 tabloları; şema değişiklikleri üretilmiş migration dosyalarıyla. Sırlar kaynak kodunda tutulmaz.
İşletim	Özel erişimli yönetim; test toplamları; eksik bağlantılar ve dürüst tahmin boş durumu.

Seçilen araçların rolü

Exa resmî kaynak araştırmasında; Data Analytics ölçüm tanımlarında; Malwarebytes sınırlı bağlantı itibarı kontrolünde kullanıldı. Mevcut Sites projesi tek yayın hedefi olarak korundu. WebsitePublisher alternatif olarak değerlendirildi. Vercel’de kaynak/yayın erişimi sağlanamadı. Wix ve Lovable üzerinde ayrı site, Adobe/Canva/Figma üzerinde kopya tasarım projesi açılmadı. Böylece farklı platformlarda birbirinden kopuk hizmet kopyaları oluşmadı.

Karşılaştırmada kullanılan resmî örnekler

Kaynak	NAVIAR CARE’e taşınan ilke
Kry	Hizmetleri kullanıcının görevi ve ihtiyacı üzerinden ayırma.
Dr.Dropin Video	Randevudan önce kapsam, ücret ve giriş koşullarını açıklama.
Helsenorge: çevrim içi doktor	Uygunluk, dil/tercüman ihtiyacı ve randevu bilgilerini erkenden açıklama.

Araştırma tarihi: 5 Eylül 2026. Bunlar tasarım ve hizmet akışı örnekleridir; “dünyanın en iyi siteleri” sıralaması yapılmadı, içerikleri veya başarı verileri kopyalanmadı.

Sonraki somut karar

Test arayüzünü inceleyin. Sonra gerçek klinik hizmeti sağlayacak kuruluşu ve ticari koşulları belirleyin. Ödeme/e-posta hesapları bu kararlara bağlanmalı; sağlık hizmeti ve teknik test birbirine karıştırılmamalı.